

Ropa de Protección de un solo uso (Disposable Protective Clothing)

SET DE ROPA DESECHABLE DE OFTALMOLOGÍA [STERILE PACK)

111-OFT01

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Conjunto de ropa desechable estéril para cirugía oftalmológica

- Impermeable y absorbente
- Una capa de material cómodo y confortable que permita la transpiración del paciente
- Libre de pelusa
- Resistente al fuego
- Contener mínimo: 2 batas quirúrgicas largas de material suave, confortable, repelente e impermeable o fluidos con toallitas para secado de manos
- Dos (2) toallas absorbentes grandes de medidas aproximada de 15" x 25" mínimo
- Una (1) lapa de 65 a 77 por 95 a 110" con apertura de 1.5a 2" y 2.5 a 3" adherible
- Bolsa plástica colectora de fluido Un (1) cobertor de mesa mayo reforzado de 33" de ancho x 54" de largo
- Un (1) cobertor de mesa quirúrgica con medidas aproximadas de 44" de ancho por 90" de largo reforzada con un área de refuerzo e 24" de ancho por 90" de largo
- Cumplir con el nivel 4 de AAMI
- Paquete de doble envoltura estéril
- Cumple con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización, ISO, CE, FDA, TUV



CÓDIGO	(CARTÓN) Unidades
111-OFT01	6

CATÁLOGO BGM-V01

HECHO EN CHINA

HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS, LTD
N° 22 Park Road, Feidong. New City development area,
Hefei, Anhui, China.

TEL: 86-551-67707456 – FAX: 86-551-67709567

E-mail: info@cponwoven.com.cn

www.cponwoven.com.cn

Best
GlobalMed®