

Ropa de Protección de un solo uso (Disposable Protective Clothing)

SET DE ROPA DESECHABLE DE PARTO [STERILE PACK]

111-PAR01

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Desechable
- Estéril
- Libre de Pelusa.
- Retardante al Fuego.
- Impermeable al agua.

- Permeable

CONTIENE:

- [01] CUBRE MESA DE INSTRUMENTOS CON ÁREAS REFORZADAS. [152 x 229 cm]
- [01] CUBRE MESA DE MAYO, REFORZADO, [58 x 132 cm]
- [01] BATA QUIRURGICA, CON TOALLA, GRANDE
- [02] TOALLAS ABSORBENTES, [38 x 56 cm]
- [01] CAMPO SUBGLUTEAL, CON BOLSAS PARA LIQUIDOS
- [02] PERNERA [79 x 122cm], CON TOBILLERA, [15cm]
- [01] MEDIO CAMPO [152 x 112 cm]
- Impermeable a los fluidos y de baja ignición.
- Permite la transpiración del paciente.

- Cumple con Estándares Internacionales de aseguramiento de la Calidad y Comercialización [ISO, FDA, CE, TUV]



CÓDIGO	(CARTÓN) Unidades
111-PAR01	6

CATÁLOGO BGM-V01

HECHO EN CHINA

HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS, LTD
N° 22 Park Road, Feidong. New City development area,
Hefei, Anhui, China.

TEL: 86-551-67707456 – FAX: 86-551-67709567

E-mail: info@cponwoven.com.cn

www.cponwoven.com.cn

Best
GlobalMed®