

Textiles Hospitalarios

(Salón de operaciones)

BATA TIPO QUIRÚRGICA REUTILIZABLE/ ESTERILIZABLE DE DOS CAPAS AAMI NIVEL 3

MDT012085L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

1. Bata:
 - 1.1. Material:
 - 1.1.1 De tela tejida.
 - 1.1.2. Composición 99%, polyester con 1% fibra de carbón para disipar la electricidad estática.
 - 1.1.3. Permeabilidad y transpirabilidad.
 2. Diseño:
 - 2.1. Cuello redondo ajustable.
 - 2.2. Con tres (3) broches metálicos en la parte posterior del cuello.
 - 2.3. Abierta en el centro a lo largo de la espalda con cierre de dos (2) juegos de tiras al nivel de la cintura (uno interno y otro externo).
 - 2.4. Mangas largas con puños elasticados o puños tejidos.
 - 2.5. En el frente y en las mangas la bata debe contar con dos (2) o tres (3) capas de tejido, para máxima protección en intervenciones con altos niveles de fluidos.
 3. Normativa:
 - 3.1. Presentar prueba del método ASTM D 629 (prueba de análisis cuantitativo para textiles) por un ente acreditado.
 - 3.2. Presentar certificaciones de las pruebas AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998 para la tela.
 - 3.3. Presentar certificación de las pruebas ASTM F1670, ASTM F1671 (solo para AAMI 4)
 - 3.4. La tela debe tener protección que cumpla con la normativa AAMI 3 o AAMI 4 de PB70.
 4. Tamaños:
 - 4.1. Chico.
 - 4.2. Mediano.
 - 4.3. Grande.
 - 4.4. Extragrande.
 5. La bata debe resistir mínimo 120 lavadas.
 6. No estéril.

CÓDIGO	(CARTÓN) Unidades
MDT012085L	12

CATÁLOGO BGM-V01

HECHO EN MÉXICO

PRODUCTOS MEDLINE S.A. DE C.V.

Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA

E-mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®