

# Textiles Hospitalarios

(Salón de Operaciones)

BATA TIPO QUIRÚRGICA REUTILIZABLE/ESTERILIZABLE DE UNA CAPA

MDT012080L

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BATA:

- Material: Tela tejida.
- Composición 99% polyester con 1 % fibra de carbón para disipar la electricidad estática.
- Permeabilidad y transpirabilidad.

### DISEÑO:

- Cuello redondo ajustable.
- Con (3) broches metálicos en la parte posterior del cuello.
- Abierta en el centro a lo largo de la espalda con cierre de (2) juegos de tiras al nivel de la cintura, (uno interno y otro externo)
- Mangas largas con puños tejidos.

### NORMATIVA:

- Cumple con la prueba del método ASTM D 629 (Prueba de análisis cuantitativo para textiles) por un ente acreditado.
- Cumple con las pruebas AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998 para la tela AAMI Nivel 2.
- Cumple con las pruebas ASTM d 5576 y D2238
- Tamaño: Talla universal (Talla grande)
- No estéril



código	(CARTON) Unidades
MDT012080L	12

### HECHO EN MÉXICO

Medline Industries, Inc.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: [info@bestglobalmed.com](mailto:info@bestglobalmed.com)

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Best  
GlobalMed®