

# Textiles Hospitalarios

(Salón de Operaciones)

BATA DE AISLAMIENTO REUTILIZABLE/ESTERILIZABLE DE UNA CAPA

MDT011201L



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### BATA:

- Material: Tela tejida.
- Composición 99% polyester con 1% de fibra de carbón para disipar la electricidad estática.
- Permeabilidad y transpirabilidad.

### DISEÑO:

- Cuello redondo con cierre de tiras.
- Con protección de 360 grados.
- Abierta en el centro a lo largo de la espalda con cierre de un (1) juego de tiras al nivel de la cintura.
- Mangas largas con puños tejidos.

### NORMATIVA:

- Cumple con la prueba del método ASTM D 629 (prueba de análisis cuantitativo para textiles) por un ente acreditado.
- Cumple con las pruebas AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998 para la tela AAMI de Nivel 2.
- Cumple con las pruebas ASTM D 5576 y D2238
- Tamaños: Talla universal (Talla grande).
- No estéril.

código	(CARTON) Unidades
MDT011201L	72

## HECHO EN MÉXICO

Medline Industries, Inc.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: [info@bestglobalmed.com](mailto:info@bestglobalmed.com)

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Best  
GlobalMed®