Ropa de Protección de un solo uso

(Disposable Nonwoven Products)

MASCARILLA RECTANGULAR DE CUATRO TIRAS [DISPOSABLE TIE FACE MASK]

001-MSK0001

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Desechable de un solo uso
- Sin Visor
- Material de polipropileno no tejido libre de pelusa
- Cuatro (4) cintas para atar
- Con aditamento ajustable a nivel del puente nasal
- Tamaño: Adulto
- Resistente a fluidos
- Filtra partículas de 0.1 micra
- Eficiencia de filtrado mayor a 99.5%
- Sin partículas de vidrio, asbesto, colorantes e irritantes
- Hipoalergénica
- Alta respirabilidad

Cumple con las pruebas:

- EN-14683:2019 + AC2019 Anexo B Filtración bacteriana
- EN-ISO 11737-1:2018 Limpieza Microbiana(BIOBURDEN)
- ISO 10993 Biocompatibilidad: No Citotóxico/No Irritativo



	[EMPAQUE]	[CARTON]
(*) CODIGO	Packs x unidades	Unidades
001-MSK0001	40 x 50	2000

www.bestglobalmed.com

BGM: Las Mañanitas,

Av. Circunvalación, Tocumen Logistics

Center, Loc. D2-D3-Panamá

Catálogo BGM

