

# Ropa de Protección de un solo uso

(Disposable Nonwoven Products)

## MASCARILLA RECTANGULAR CON VISOR [DISPOSABLE FACE MASK - VISOR]

001-MSK0003

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- No estéril
- Desechable de un solo uso
- Con visor transparente rectangular y resistente
- Tamaño: Adulto
- Material de polipropileno no tejido libre de pelusa
- Cuatro (4) cintas para atar
- Línea acolchonada
- Aditamento ajustable a nivel del puente nasal
- Resistente a los fluidos
- Filtra partículas de 0.1 micra
- Eficiencia de filtrado mayor a 99.5%
- Sin partículas de vidrio, asbesto, colorantes, e irritantes
- Hipoalergénica
- Alta respirabilidad

### Cumple con las pruebas:

- EN-14683:2019 + AC2019 Filtración bacteriana
- EN-ISO 11737-1:2018 Limpieza Microbiana (BIOBURDEN)
- ISO 10993 Biocompatibilidad: No Citotóxico/No Irritativo



(*) CODIGO	[ EMPAQUE ]	[ CARTON ]
	Packs x unidades	Unidades
001-MSK0003	40 x 25	1000

[www.bestglobalmed.com](http://www.bestglobalmed.com)

BGM: Las Mañanitas,  
Av. Circunvalación, Tocumen Logistics  
Center, Loc. D2-D3-Panamá

Catálogo BGM

Best  
GlobalMed®