

Productos Desechables

(No Estériles)

GUANTES DE NITRILO CON PUÑO EXTENDIDO

CS16



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- De nitrilo sin polvo.
- Superficie externa texturizado desde la punta de los dedos hasta la muñeca.
- Espesor: Yema de 0.22 mm, Palma de 0.18 mm.
- Longitud de 406.4 mm.
- Con reborde distal al final del guante.
- Diseño anatómico y ergonómico.
- Resistencia a la tracción (sin envejecimiento acelerado de 35.5 MPA)
- Alargamiento a la ruptura (sin envejecimiento acelerado de 610 %)
- Contenido de polvo residual menor de 2 mg por guante.
- Ambidiestro.
- Nivel de porosidad AQL 1.5.
- Con tecnología anti enrollamiento.
- Dispensación segura de uno a uno.
- Tamaños: XS, S, M, L y XL
- Libre de látex.
- No estéril.

Código	Talla	Cantidad
CS16XS	XS	50
CS16S	S	
CS16M	M	
CS16L	L	
CS16XL	XL	

HECHO EN MALASIA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®