

# Productos Desechables

(No Estériles)

## GUANTES DE NITRILO SIN POLVO CON PROTECTOR DE PIEL

### OAT680

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Revestido con un mínimo de 5 mg de Avena Coloidal por guante.
- Texturizado y con sensibilidad táctil en la punta de los dedos.
- Espesor: Yema de 0.09 mm y Palma de 0.07 mm.
- Longitud de 240 mm.
- Con reborde a nivel del antebrazo.
- Diseño anatómico y ergonómico.
- Resistencia a la tracción (sin envejecimiento acelerado de 24 MPA)
- Alargamiento a la ruptura (sin envejecimiento acelerado de 550 %)
- Resistente a la penetración viral.
- Contenido de polvo residual menor de 2 mg por guante.
- Ambidiestro
- Nivel de porosidad AQL 1.5
- No estéril.
- Libre de látex.
- Dispensación segura con película transparente antimicrobiana.
- Tamaños: XS, S, M, L, XL

Código	Talla	Cantidad
OAT6800	XS	250
OAT6801	S	
OAT6802	M	
OAT6803	L	
OAT6804	XL	

### HECHO EN MALASIA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: [info@bestglobalmed.com](mailto:info@bestglobalmed.com)

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Best  
GlobalMed®

