

Productos Desechables

(No Estériles)

GUANTES SINTETICO DE VINILO SIN POLVO

MSV60



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Ambidiestros.
- Grado médico.
- Longitud de 240 mm.
- Espesor del dedo de 0.10 mm.
- Espesor de la palma de 0.08 mm.
- Nivel de porosidad AQL de 1.5.
- Material Vinilo.
- No estéril.
- Libre de látex.
- Tamaños: S, M, L, XL

Código	Talla	Cantidad
MSV601	S	100
MSV602	M	100
MSV603	L	100
MSV604	XL	90

HECHO EN CHINA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®