


Productos Desechables (Estériles)

VENDA ABDOMINAL QUIRÚRGICAS

MDS241518



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- De gasa prelavada.
- Estéril de 18" x 18".
- Malla de 20 x 28 hilos.
- Cuatro (4) dobleces.
- Con elemento radio-opaco adherido a la venda.
- Unidades por caja 40 paquetes de 5 unidades total de 200 unidades por caja.

Código	(Caja) Unidades
MDS241518	200

HECHO EN CHINA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®