

# Productos Desechables

(Estériles)

## PAQUETE QUIRÚRGICO PARA FACOEMULSIFICACIÓN

**DYNJ60718**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Dos (2) batas quirúrgicas de SMS, AMMI nivel 2, talla grande (109 cm, 43")
- Un (1) campo ocular con incisión y bolsa 165 cm x 178 cm (65" x 70")
- Una (1) cubierta para mesa 127 cm x 229 cm (50" x 90") con refuerzo SMS, 61 cm x 229 cm (24" x 90")
- Una (1) cubierta para mesa de mayo.
- Dos (2) toallas 17" x 20" blanco para manos.
- Un (1) kit de limpieza de instrumentos (toallita y drenaje ocular)
- Ocho (8) esponjas extragrandes con detector de rayos X (Torunda)
- Diez (10) gasas 2" x 2" 12 pliegues.
- Cinco (5) gasas 4" x 4" 12 pliegues.
- Cinco (5) hisopos con punta de algodón.
- Una (1) lanza para ojos /celulosa.
- Una (1) aguja regular biselada 20 G x 1.0".
- Una (1) jeringa de 10 ml.
- Dos (2) jeringas de 1 ml con aguja 27 G x 0.5".
- Una (1) jeringa de 3 ml con aguja 20 G x 1".
- Una (1) jeringa de 5 ml con aguja 21 G x 1.5".
- Un (1) cistotomo de irrigación 25 G.
- Una (1) bolsa para suturas.
- El campo debe ser AAMI 4 de tela no tejida SMS de 5 capas.
- Las batas y los campos deben cumplir con el estándar AAMI PB70.
- Libre de látex.
- Estéril.
- De un solo uso.

Código	(Caja) Unidades
DYNJ60718	10

### HECHO EN CHINA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: [info@bestglobalmed.com](mailto:info@bestglobalmed.com)

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Best  
GlobalMed®