

# Productos Varios

(No Estéril)

## CARRO CON TAPA DE APERTURA MANOS LIBRES PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA SUCIA

**MSD80529**

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Carro:

- Material: Acero cromado no magnético libre de látex.
- Tapa de acero pintada con acabado resistente:
- Sistema de Bloqueo de la tapa para mantenerla abierta y facilitar la colección y remoción de la bolsa
- Pedal metálico para apertura manos libres con cierre automático.
- Cuatro ruedas de goma solida:
- Ruedas delanteras de 3" con freno
- Ruedas traseras de 3" sin freno.
- Marco de acero para fijar la bolsa.
- Porta bolsa de repuesto en la parte posterior.
- Dimensión: Largo 19", Ancho 17.5", Alto 38"

#### Bolsa:

- Material de tela tejida de 77% vinil, 23% polyester recubierto con capa de vinil sellada y costura reforzada con cinta tejida.
- Borde superior reforzado, cierre de lazo corredizo.
- Resiste 150 lavadas.
- Tamaño: Largo 38", Ancho de 41.5.,
- Presentación:
- Color amarillo. (**MSC201005C**)
- Color blanco con logo de riesgo biológico estampado en rojo. (**MSC201005BIO**)
- Color celeste.
- Color verde.
- No estéril.
- Normativa:
- Cumple con la prueba estándar para telas recubiertas ASTM D751.
- Cumple con la prueba de flamabilidad 16CFR 1610.



Código	(Caja) Unidades
MSD80529	1
MSC201005C	12
MSC201005BIO	12

#### HECHO EN CHINA

MEDLINE INDUSTRIES INC.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: [info@bestglobalmed.com](mailto:info@bestglobalmed.com)

[www.medline.com](http://www.medline.com)

Best  
GlobalMed®