

Productos Desechables

(No Estériles)

MASCARILLA RECTANGULAR CON VISOR

001-MSK0003



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Desechable de un solo uso.
- Con visor transparente rectangular y resistente.
- Con material de polipropileno no tejido libre de pelusa.
- Con cuatro (4) cintas para atar.
- Línea acolchonada o aditamento ajustable a nivel del puente nasal.
- Resistente a los fluidos.
- De filtración de 0.1 micrones.
- Eficiencia de filtrado mayor a 99.5%.
- Sin partículas de vidrio, asbesto, colorantes e irritantes.
- Hipoalergénica.
- De alta respirabilidad.
- Tamaño: Adulto
- Cumple con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
- Cumple con las siguientes pruebas:
 - ✓ EN-14683:2019 + AC2019 Anexo B de eficacia de filtración bacteriana (BFE>99.5)
 - ✓ EN-ISO 11737-1:2018 Limpieza microbiana (BIOBURDEN) <30 cfu/g
 - ✓ ISO 10993 BIOCMPATIBILIDAD: No Citotóxico / No Irritativo

| Código | (Caja) Unidades | Cantidad |
|-------------|--------------------|----------|
| 001-MSK0003 | 40 x 25 | 1000 |

HECHO EN PANAMÁ
BEST GLOBALMED, S.A.

Av. Circunvalación, Tocumen logistics Center, Galera D2,
Las Mañanitas, Panamá.
TEL: +507-2039200
E-mail: info@bestglobalmed.com
www.bestglobalmed.com

Best
GlobalMed®