

Productos Desechables

(No Estériles)

MASCARILLA RECTANGULAR DE 3 PLIEGUES PARA SUJECION EN LAS OREJAS

001-MSK0002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Desechables.
- De alto nivel de protección respiratoria.
- Capa interior y exterior resistente a los líquidos, de material polipropileno no tejido, libre de pelusa.
- De alta respirabilidad.
- Con aditamento ajustable al nivel del puente nasal.
- Con elástico en ambos lados de la oreja (sujeción en las orejas).
- Hipoalergénico.
- Libre de fibras de vidrio, asbesto, colorantes e irritantes.
- Excede el 95% de eficiencia de virus y bacterias.
- Resistente a los fluidos.
- De filtración de 0.1 micrones.
- Cumple con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
- Cumple con las siguientes pruebas:
 - ✓ Eficiencia de filtración bacteriana mayor al 95%.
 - ✓ Limpieza microbiana menor a 30 unidades formadoras de colonias/gramo.
 - ✓ Prueba de biocompatibilidad-Citotoxicidad según ISO 10993 o equivalente.
 - ✓ Prueba de Biocompatibilidad-Estudio intercutáneo según ISO 10993 o equivalente.

Código	(Caja) Unidades	Cantidad
001-MSK0002	40 x 50	2000

HECHO EN PANAMÁ
BEST GLOBALMED, S.A.

Av. Circunvalación, Tocumen logistics Center, Galera D2,
Las Mañanitas, Panamá.
TEL: +507-2039200
E-mail: info@bestglobalmed.com
www.bestglobalmed.com

Best
GlobalMed®