

Productos Desechables

(No Esteriles)

DISPENSADOR PARA CUIDADO DE HIGIENE BUCAL DEL PACIENTE

MDS606904HP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- No estéril
- Libre de látex
- De un solo uso
- Dispensador para cuidado oral del paciente con dispensación secuencial por método de descenso automático en 24 hrs.
 - Sonda de Succión tipo yankauer con cubierta totalmente cerrada
 - Mango de succión con Sistema ON/OFF
 - Conector con dos puertos: uno fijo y el otro giratorio a 360°
 - Mango de succión manual
 - Dos (2) paquetes de limpieza bucal para uso inicial y a las 12 hrs compuesta de:
 - Un (1) frasco de 15 ml de solución de gluconato de clorhexidina (CHG) al 0.12 % de uso oral
 - Un (1) Catéter Orofaríngeo de 14 fr.
 - Un (1) cepillo de succión con dos caras, una con cerdas para limpieza de los dientes y la otra con espuma para protección de la cavidad bucal.
 - Una (1) esponja oral, tipo aplicador.
 - Cuatro (4) paquetes de enjuague e hidratación oral para uso a la 4, 8, 16 y 20 hrs, compuesta por:
 - Una (1) Esponja de succión tratada con dentífrico.
 - Un (1) sobre con 15 ml de Enjuague bucal que promueva un pH balanceado en la cavidad bucal.
 - Una (1) Esponja oral tipo aplicador.
 - Un (1) sobre de 3g de Hidratador Oral en Gel transparente.
- Cumple con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.



Código	(Caja) Unidades
MDS606904HP	20

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

MEDLINE INDUSTRIES LP.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®