

Productos Desechables

(No Esteriles)

ENVOLTURAS DE TELA NO TEJIDA SSMMS DE 2 CAPAS FUSIONADAS PARA ESTERILIZAR CON VAPOR, PERÓXIDO DE HIDROGENO U ÓXIDO DE ETILENO

GEM*

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material 100% polipropileno.
- Formada por (2) dos (capas o laminas) fusionadas, y cada una formada por (5) cinco (capas o láminas) de SSMMS.
- No produce pelusa.
- Valido para los métodos de esterilización:
Vapor
Peróxido de hidrogeno
Óxido de etileno (ETO)
- Pesos:
47 GSM Envoltura para bandejas de peso máximo de 6 lb.
54 GSM Envoltura para bandejas de peso máximo de 9 lb.
61 GSM Envoltura para bandejas de peso máximo de 10 lb.
71 GSM Envoltura para bandejas de peso máximo de 13 lb.
75 GSM Envoltura para bandejas de peso máximo de 25 lb.
- Cumple con las pruebas o normativa:
ASTM D3776 o ISO 1924-2 Peso Base
ASTM 5034 o ISO 1974 Resistencia a la Rotura y a la Elongación
ASTM 5587 o ISO 2758 Resistencia al desgarro en tejidos sin tejer
AATCC 127 o ISO 811 Resistencia a la penetración del agua
ASTM D737 o ISO 9237 Permeabilidad al aire
ASTM F 88 o ISO 11607-1 Fuerza del cierre de los materiales de barrera flexibles
16 CFR 1610, Clase 1, prueba de Flamabilidad.
- Cumple con los estandares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

MEDIDA EN CENTIMETROS	PULGADAS	CODIGO	CANTIDAD POR CAJA
30.5 cm x 30.5 cm	12"X12"	GEM1112T	500
38.1 cm x 38.1 cm	15"X15"	GEM1115T	500
45.7 cm x 45.7 cm	18"X18"	GEM1118T	500
50.8 cm x 50.8 cm	20"X20"	GEM11120T	500
60.1 cm x 60.1 cm	24"X24"	GEM2124T	250
76.2 cm x 76.2 cm	30"X30"	GEM2130T	150
91.4 cm x 91.4 cm	36"X36"	GEM3136T	75
101.6 cm x 101.6 cm	40"X40"	GEM3140T	30
114.3 cm x 114.3 cm	45"X45"	GEM3145T	50
121.9 cm x 121.9 cm	48"X48"	GEM3148T	30
137.2 cm x 137.2 cm	54"X54"	GEM3154T	30
137.2 cm x 182.9 cm	54"X72"	GEM5172T	24

HECHO EN TAILANDIA

MEDLINE INDUSTRIES LP.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

**Best
GlobalMed®**