

Manejo de Fluidos

(No Esteriles)

TUBO UNIVERSAL DE PLASTICO

OR6100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Transparente.
- Con bulbos intercalados a lo largo del tubo.
- En los siguientes tamaños:
- Diámetro interno: Longitud:
- 6 mm (1/4 de pulgada) 30 mt. (100 pies)

Código	(Caja) Unidades
OR6100	1

HECHO EN CHINA

MEDLINE INDUSTRIES LP.

Three Lakes Drives, Northfield, IL 60093, USA

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.medline.com

Best
GlobalMed®