

Productos Desechables

(No Esteriles) [Disposable Protective Clothing]

BATA PARA USO GENERAL AAMI NIVEL 2
[Disposable Surgical Gown - AAMI 2 level]

101-GOW14



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ✓No Estéril
- ✓Desechable
- ✓Libre de látex
- ✓Material SMS – [Tela no Tejida]
- ✓Protección que cumple con el Nivel 2 AAMI de la normativa PB70:2003 de AAMI
- ✓Bordes sellados, no cosidos
- ✓Con cierre en la parte posterior del cuello
- ✓Mangas largas y puños elásticos o puños tejidos
- ✓Ajustable en la cintura
- ✓Abertura en la parte posterior
- ✓Certificación AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998
- ✓Normativa de flamabilidad (NFPA 702-1980)
- ✓Cumple con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, TUV)

Tamaños:

- Chico [S]
- Mediano [M]
- Grande [L]
- Extra Grande [XL]

CODIGO	TAMAÑO	[EMPAQUE] Packs x Unidades	[CARTON] Unidades
101-GOW14-1	S	10X10	100
101-GOW14-2	M		
101-GOW14-3	L		
101-GOW14-4	XL		

HECHO EN CHINA

BEST GLOBALMED, S.A.

Av. Circunvalación, Tocumen logistics Center,

Galera D2, Las mañanitas, Panamá

E-Mail: info@bestglobalmed.com

www.bestglobalmed.com

**Best
GlobalMed®**